


# Entretien de l'injecteur MEDRAD® Stellant



\* Utiliser les lingettes jetables germicides Sani-Cloth® Plus, les lingettes CaviWipesMC ou une solution désinfectante à base de composés d'ammonium quaternaire à 0,25-0,30 % et d'isopropanol à une concentration comprise entre 14,8 % et 20 %. Pour plus de renseignements, consulter la section 15 du manuel de l'utilisateur.



Bayer Inc.  
2920 Matheson Blvd East  
Mississauga (Ontario) L4W 5R6  
Téléphone : 1-800-268-1432  
Télécopieur : 1-800-567-1710  
Plus amples renseignements à  
[www.radiology.bayer.ca/fr/](http://www.radiology.bayer.ca/fr/)

Bayer, la croix Bayer, MEDRAD Stellant, MEDRAD et Stellant sont des marques de commerce détenues par Bayer et/ou enregistrées au nom de Bayer aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Les autres marques de commerce et noms d'entreprise mentionnés dans le présent document sont la propriété de leurs détenteurs respectifs et ne sont utilisés qu'à titre d'information. Aucune relation et aucun soutien ne doivent être déduits ou sous-entendus.



**medRAD**® Stellant  
CT Injection System